



RESOLUCION EXENTA N° 933

CORONEL, 10 MAR. 2023

VISTOS: DFL N°1 del año 2005 del Ministerio de Salud que fija texto refundido coordinado y sistematizado el DL 2763 del 1979 y de las leyes N° 18.933 Y N° 18.469; Decreto N° 38/2005 del Ministerio de Salud, Resolución 6/2019 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta RA N° 835/761/2021, de fecha 08 de noviembre de 2021, que nombra Director ADP del Hospital de Coronel, dicto lo siguiente:

RESOLUCION:

1. APRUEBASE, en el Hospital San José de Coronel PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTÉRIL, 5ª Versión, a contar del 13 de febrero de 2023, para dar cumplimiento a característica APE 1.3 del Estándar de Acreditación en salud en atención cerrada.
2. DÉJESE, sin efecto Resolución Exenta N°3151 del 13 de diciembre de 2017, Protocolo de traslado de material contaminado a central de esterilización de material estéril de fecha 28 de septiembre de 2017.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE



[Signature]
SR. BRIAN ROMERO BUSTAMANTE
DIRECTOR
HOSPITAL DE CORONEL

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines que estime convenientes.



[Signature]
EFIGENIA LUNA NEIRA
MINISTRO DE FE

[Signature]
DR. LUIS/EU.KJM/E.U.FSP/gac.-
Resolución Exenta interna N° 22

Distribución:

- ✓ Director
- ✓ Subdirección Médica
- ✓ Subdirector Adm.
- ✓ Encargada Gestión del Cuidado
- ✓ Encargado Oficina de Calidad
- ✓ Jefe de Laboratorio
- ✓ Jefe CR ambulatorio
- ✓ Oficina de Partes



**PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL
CONTAMINADO A CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCION Y
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTERIL
APE 1.3**

Característica: APE 1.3
Realizado por: U. de Esterilización
Versión: Quinta
Fecha Aplicación: 13.02.2023
Vigencia máxima: 13.02.2028
Número de Páginas: 14

**PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL
CONTAMINADO A CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCION Y
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTERIL
APE 1.3**

REDACTADO:	VERIFICADO:	APROBACIÓN OFICINA CALIDAD	APROBACIÓN DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
<p>E.U. Yasna Alarcón Pedreros Encargada Unidad de Esterilización Hospital Coronel</p>  <p>E.U. Paula Lagos Muñoz Encargada Unidad de Esterilización (S) Hospital Coronel</p> 	<p>E.U. Isolina Contreras Mendoza Encargada Gestión del Cuidado Hospital Coronel</p>  	<p>Dr. Luis de los Santos Zárraga Encargado Oficina de Calidad Hospital de Coronel.</p>  	<p>Dr. Brian Romero Bustamante Director Hospital de Coronel.</p>  
Fecha: 06/02/2023	Fecha: 08/02/2023	Fecha: 09/02/2023	Fecha: 10/02/2023

INTRODUCCIÓN:

Como es sabido todo establecimiento hospitalario debe garantizar la seguridad de sus procedimientos en tal sentido la Unidad de Esterilización debe entregar un producto de calidad que garantice la seguridad de la atención. El proceso de esterilización hoy se efectúa en Central de Esterilización Externa, lo que hace necesario elaborar una norma de traslado de material Contaminado y estéril para regular nuestras acciones bajo un marco legal ministerial, cumpliendo a cabalidad las actividades señaladas, donde se debe proporcionar todos los insumos y recursos humanos necesarios.

OBJETIVO GENERAL:


Estandarizar el proceso de traslado de material contaminado a Central de esterilización externa y traslado de material estéril desde Central de Esterilización Externa a nuestro Establecimiento, incluyendo su distribución a los servicios clínicos y Unidades, enmarcado dentro de la Normativa Ministerial, para así contribuir a la mejora continua.

ALCANCE:

A todos los que participan en el proceso.

RESPONSABILIDAD:

- Sub-Director Administrativo
- Jefe Servicios Generales
- Enfermeras
- Matronas
- TENS

 <p>OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE</p>	<p>PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTÉRIL APE 1.3</p>	<p>Característica: APE 1.3 Realizado por: U. de Esterilización Versión: Quinta Fecha Aplicación: 13.02.2023 Vigencia máxima: 13.02.2028 Número de Páginas: 14</p>
---	--	---

REFERENCIAS:

Norma General Técnica sobre Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos y Normas para la Aplicación. MINSAL Chile, 2001.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:


a) TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO DESDE LOS SERVICIOS CLÍNICOS Y UNIDADES HACIA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EXTERNA

1. El material Contaminado debe llegar en las siguientes condiciones a la Central de Esterilización Externa:
 - Con Registro concordante en hoja de inventario de cada caja (sin borrones ni correcciones).
 - En Cajas y/o contenedores con identificación clara (debe registrar: nombre de la caja, nombre del servicio y/o unidad).
2. En la Unidad de Esterilización del Hospital de Coronel se recibe el material Contaminado proveniente de los Servicios Clínicos y Unidades.
3. El material Contaminado a trasladar debe cumplir con los siguientes requerimientos:
 - Estar dentro de un contenedor rígido exclusivo para dicho procedimiento.
 - Determinar la posición más segura para ubicar las cajas con el material contaminado en el contenedor plástico, que garantice su inmovilidad hasta el momento de la entrega en Central de esterilización de Hospital de Lota.
 - No sobrecargar los contenedores y/o Cajas, evitando así que este pierda su forma original y no sea posible cerrarlo correctamente.
 - Asegurar que los contenedores y/o cajas siempre estén cerrados.
 - Identificar el contenido.
 - Contar con nombre y firma del personal que confecciona la nómina de instrumental.

**PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL
CONTAMINADO A CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTÉRIL
APE 1.3**

Característica: APE 1.3
Realizado por: U. de Esterilización
Versión: Quinta
Fecha Aplicación: 13.02.2023
Vigencia máxima: 13.02.2028
Número de Páginas: 14

4. El traslado debe ser realizado en un viaje exclusivo para dicho procedimiento, el vehículo que traslada el material debe ser completamente cerrado.
5. El material contaminado es trasladado por Técnico Paramédico de Unidad Esterilización.
6. La entrega se realiza con planilla de registro del instrumental de cada contenedor, la que debe ser con letra clara y en triplicado, con la firma de responsable que entrega y recibe, quedando una copia para cada establecimiento.

 <p>OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE</p>	<p>PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCION Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTERIL APE 1.3</p>	<p>Característica: APE 1.3 Realizado por: U. de Esterilización Versión: Quinta Fecha Aplicación: 13.02.2023 Vigencia máxima: 13.02.2028 Número de Páginas: 14</p>
---	--	--

EVALUACIÓN

- La Enfermera de la Unidad de Esterilización realiza Aplicación de pautas estructurada por oportunidad trimestralmente, tomando una muestra significativa.

INDICADOR N°1

TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EXTERNA.

GRUPO DE INDICADOR	Servicio de Apoyo Esterilización APE 1.3
NOMBRE DE INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en el traslado de material contaminado a Central de Esterilización externa según protocolo
TITULO	Traslado de material contaminado a Central de esterilización externa
DESCRIPCION	Todo paciente hospitalizado en un centro asistencial tiene derecho a recibir atención de calidad y seguridad, por lo tanto es importante aplicar las medidas correctas para el manejo del material a esterilizar.
OBJETIVO	Trasladar el material contaminado en condiciones óptimas.
TIPO	Proceso
NUMERADOR	Número de traslados de material contaminado a Central de Esterilización externa realizado según protocolo.
DENOMINADOR	Número total de traslados de material contaminado a Central de esterilización externa
PERIODICIDAD	Trimestral
METODOLOGIA	Se aplica pauta estructurada por oportunidad.
FUENTE DE DATOS	Pauta estructurada anexo N°1
FORMULA	$\frac{\text{Número de traslados de material contaminado a Central de esterilización externa realizado según protocolo.}}{\text{Número total de traslados de material contaminado a Central de esterilización externa}} \times 100$
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO	90%
RESPONSABLE	Encargada de Unidad de Esterilización

**ANEXO N°1
PAUTA DE SUPERVISION**

**"TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO A LA
CENTRAL DE ESTERILIZACION EXTERNA"**

Estamento _____

Nombre del Supervisor(a): _____

Fecha: _____

Servicio Clínico: _____

N°	Ítem	SI	NO
1	El material contaminado se traslada en carro de transporte metálico y/o contenedor rígido con tapa.		
2	El registro del material a trasladar es en triplicado.		
3	El material es trasladado por un técnico paramédico.		
4	El material es trasladado en viaje exclusivo		

Porcentaje Cumplimiento: _____

Observaciones: _____

FIRMA SUPERVISOR

b) RECEPCION DE MATERIAL ESTERIL DESDE CENTRAL DE ESTERILIZACION EXTERNA

Procedimiento:

1. El Técnico Paramédico de la Central de esterilización externa realiza lavado clínico de manos antes de entregar el material estéril.
2. Al recepcionar el material estéril, el Técnico Paramédico previo lavado de manos revisa:
 - Que corresponda a lo registrado en planilla.
 - Que el envoltorio se encuentre indemne, con fecha de vencimiento vigente
 - Que los indicadores externos estén virados.
3. Técnico Paramédico firma la recepción del Material cuando verifica que el material entregado este conforme a lo registrado en la planilla.
4. El material estéril es trasladado en carro metálico cerrado y/o contenedor rígido con tapa, exclusivo para este procedimiento.
5. El móvil de traslado debe cumplir con las siguientes características:
 - Viaje exclusivo para traslado de materiales de Estéril.
 - Cumplir con los horarios establecidos.
 - Mantener el móvil limpio para el traslado del material estéril.
6. El Técnico paramédico fija los carros de transporte para asegurar que el material estéril llegue en óptimas condiciones.
7. El Técnico paramédico previa a higiene de manos almacena el material estéril en estantería de esterilización por servicio clínico y/o unidad.

EVALUACIÓN

- La Enfermera de la Unidad realiza Aplicación de pautas estructurada aplicadas por oportunidad trimestralmente, tomando una muestra significativa.

INDICADOR N°2

Cargas De Material Estéril Recepcionado

GRUPO DE INDICADOR	Servicio de apoyo Esterilización APE 1.3
TITULO	Cargas De Material Estéril Recepcionado
DESCRIPCION	Todo paciente hospitalizado en un centro asistencial tiene derecho a recibir atención de calidad y seguridad, por lo tanto es importante aplicar las medidas correctas para el manejo del material estéril.
OBJETIVO	Recepcionar el material estéril en condiciones óptimas.
TIPO	Proceso
NUMERADOR	Número de cargas de material estéril recepcionado según protocolo
DENOMINADOR	Número de cargas de material estéril recepcionado
PERIODICIDAD	Trimestral
METODOLOGIA	Se toma una muestra significativa y aleatoria.
FUENTE DE DATOS	Pauta estructurada anexo N°2
FORMULA	$\frac{\text{Número de cargas de material estéril recepcionado según protocolo}}{\text{Número de cargas de material estéril recepcionado}} \times 100$
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO	90%
RESPONSABLE	Encargada de Unidad de Esterilización

**ANEXO N°2
PAUTA DE SUPERVISION**

**"RECEPCION MATERIAL ESTERILIZADO
FUERA DE LA INSTITUCIÓN"**

Estamento _____

Nombre del Supervisor(a): _____

Fecha: _____


Servicio Clínico: _____

N°	Item	SI	NO
1	El material estéril es trasladado en viaje exclusivo.		
2	El material estéril es trasladado en carro de transporte metálico, contenedor plástico rígido, exclusivo para dicho procedimiento.		
3	El Técnico paramédico fija los carros de transporte para asegurar que el material estéril llegue en óptimas condiciones.		
4	El material estéril viene con envoltorio indemne, viraje de indicador externo y fecha de vencimiento vigente.		

Porcentaje Cumplimiento: _____

Observaciones: _____


FIRMA SUPERVISOR

 <p>OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE</p>	<p>PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCION Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTERIL APE 1.3</p>	<p>Característica: APE 1.3 Realizado por: U. de Esterilización Versión: Quinta Fecha Aplicación: 13.02.2023 Vigencia máxima: 13.02.2028 Número de Páginas: 14</p>
---	--	--

C) DISTRIBUCION DE MATERIAL ESTERIL A SERVICIOS CLINICOS HOSPITAL CORONEL

Procedimiento:

- El Técnico Paramédico que retira el material estéril de la Unidad de Esterilización realiza lavado clínico de manos antes de recepcionar el material estéril (Alcohol Gel).
- Al recepcionar el material el Técnico paramédico revisa:
 - ✓ Viraje de indicadores externo.
 - ✓ Envoltorio indemne y fecha de vencimiento.
- El material estéril se traslada en carro de transporte metálico, contenedor plástico y/o bolsa de loneta cerrada, exclusivo para dicho procedimiento.
- El Técnico Paramédico verifica que el material recibido y registrado en copia corresponda a lo entregado y firma conforme.

 <p>OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE</p>	<p>PROTOCOLO DE TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EXTERNA RECEPCION Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTERIL APE 1.3</p>	<p>Característica: APE 1.3 Realizado por: U. de Esterilización Versión: Quinta Fecha Aplicación: 13.02.2023 Vigencia máxima: 13.02.2028 Número de Páginas: 14</p>
---	--	--

EVALUACIÓN

- La Enfermera de la Unidad realiza Aplicación de pautas estructurada aplicadas por oportunidad trimestralmente, tomando una muestra significativa.

INDICADOR N°3

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESTERIL A LOS SERVICIOS CLINICOS Y UNIDADES DEL ESTABLECIMIENTO

GRUPO DE INDICADOR	Servicio de Apoyo Esterilización APE 1.3
NOMBRE DE INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de distribución de material estéril según protocolo.
TITULO	Distribución De Material Estéril A Los Servicios Clínicos Y Unidades del Establecimiento.
DESCRIPCION	Todo paciente hospitalizado en un centro asistencial tiene derecho a recibir atención de calidad y seguridad, por lo tanto es importante aplicar las medidas correctas para el manejo del material estéril.
OBJETIVO	Distribución del material estéril en condiciones óptimas a los Servicios clínicos y Unidades.
TIPO	Proceso
NUMERADOR	Número de material estéril distribuidos a los servicios clínicos y unidades según protocolo.
DENOMINADOR	Número total de material estéril distribuido a los Servicios Clínicos y Unidades.
PERIODICIDAD	Trimestral
METODOLOGIA	Se aplica pauta estructurada por oportunidad
FUENTE DE DATOS	Pauta estructurada anexo N°3
FORMULA	$\frac{\text{Número de material estéril distribuidos a los Servicios clínicos según protocolo}}{\text{Número total de material estéril distribuido a los Servicios Clínicos}} \times 100$
UMBRAL DE CUMPLIMIENTO	90%
RESPONSABLE	Encargada de Unidad de Esterilización

**ANEXO N°3
PAUTA DE SUPERVISION**

**"DISTRIBUCION DE MATERIAL ESTERIL A SERVICIOS CLINICOS
HOSPITAL DE CORONEL"**

Servicio Clínico _____

Nombre del Supervisor(a) : _____

Fecha: _____

N°	Item	SI	NO
1	El TPM realiza Lavado clínico de manos, antes de manipular material estéril, (Alcohol Gel).		
2	Al recepcionar el material TPM revisa viraje de indicador externo, envoltorio indemne y fecha de vencimiento.		
3	El material estéril se traslada en carro de transporte metálico, contenedor plástico y/o bolsa de loneta cerrada, exclusivo para dicho procedimiento.		
4	El TPM verifica que el material recibido y registrado en copia corresponda a lo entregado y firma conforme		

Porcentaje Cumplimiento: _____

Observaciones: _____

FIRMA SUPERVISOR

